

LE CONCEPT URO-MG®

Disponible
en pharmacie



STIMED
6, rue Michelet
71100 CHALON SUR SAONE
Tél. : 03 85 93 05 14

Le Concept URO-MG® : Concepteur Luc GULLARME. **Indication :** le concept URO-MG® est une méthode de rééducation-musculation périnéale adaptée au souffle. **Présentation :** le matériel URO-MG® est composé d'un électrostimulateur périnéal avec 3 fréquences - 10-50-100 Hz (déclenchement manuel ou par le souffle); un embout soufflé; une paire d'électrodes abdominales ABDO-MG®, une électrode périnéale URO-MG®, un câble simple, une pile 9-V alcaline, une notice d'utilisation. **Mode d'action :** électrostimulation proprioceptive. **Durée et traitement :** elle est déterminée par le médecin ou le thérapeute spécialisé. La durée du traitement est dépendante de la pathologie à traiter (en principe 2 à 3 mois). L'efficacité du traitement reste dépendante de la participation régulière du patient et du suivi du thérapeute. **Contre-indications d'utilisation :** Il ne doit pas être utilisé en cas de grossesse ou port de pacemaker. **Instruction d'utilisation - Précaution d'emploi/entretien :** ne pas utiliser l'appareil dans la baignoire ou au dessus d'un lavabo, bain. L'ensemble de ces informations est détaillé dans la notice d'instructions accompagnant l'URO-MG®. **Garantie :** l'URO-MG® est garanti 1 an dans les conditions normales d'utilisation selon les instructions données dans la notice. **Inscription LPPR :** l'URO-MG® n° 1186270, le sachet de 4 électrodes périnéales n° 1183014. **Remboursement SS sur prescription médicale :** à 65% + mutuelle et à 100% en ALD. **Prix :** l'électro-stimulateur URO-MG®: 304 90€, sachet de 4 électrodes périnéales courbes URO-MG®: 25 02€. **CE 0513 Informations N° appel 03 85 93 05 14.**
Fabricant et distributeur: STIMED 6, rue Michelet 71100 CHALON SUR SAONE, France


STIMED
"La maîtrise du souffle"

LE CONCEPT URO-MG®



MÉTHODE DE RÉÉDUCATION
ABDOMINO-EXPIRATOIRE

Intégration du souffle en rééducation abdomino-périnéale



BONNE TRANSMISSION DES
PRESSIONS
=
PROTECTION DU PÉRINÉE

Conditions de prise en charge du stimulateur URO-MG®

Docteur François Michel
Médecine Générale
8, rue des Fleurs
NIMES

Le 28 Février 2009

Mme Julie F
39 ans

“Achat d'un stimulateur URO-MG® pour rééducation
périnéale à domicile”

“Achat d'électrodes périnéales cutanées URO-MG®”

Remboursement
65% Sécurité Sociale
35 % mutuelle
base LPPR

Remboursement
100% ALD

RÉÉDUCATION PÉRINÉO-EXPIRATOIRE

LE MATÉRIEL

LE
STIMULATEUR
URO-MG®

• Stimulateur
proprioceptif



L'EMBOUT
SON®

• Régulateur du
souffle et
déclencheur de la
stimulation



L'ÉLECTRODE
PÉRINEALE

• Stimulation
proprioceptive
périnéale couplée
au souffle et non
invasive



Une efficacité dans un large champ d'indications

● INCONTINENCES

- incontinence d'effort
- incontinence par urgenturie
- incontinence urinaire mixte
- incontinence fécale

● POST-PARTUM

● POST-CHIRURGIE PELVIENNE

● PROLAPSUS

● CONSTIPATION COLIQUE et TERMINALE

● DYSPAREUNIE

LE CONCEPT
URO-MG®

LE CONCEPT
URO-MG®

A DOMICILE
avec suivi
du thérapeute formé

RESPECTER
LE PROTOCOLE

TRAVAIL
SUR L'EXPIR

TEMPS DE
PRATIQUE
15 mn par jour

10 séries de
5 expirations

3 séries de
5 expirations

Position
allongée

Position
assise



Le résultat est dépendant d'une rééducation effectuée régulièrement
Le respect du protocole garantit la récupération puis l'entretien d'un périnée constamment protégé

**LA RÉÉDUCATION
PÉRINÉALE**

HOMME

FEMME

ENFANT

**ÉLECTRODE
PÉRINÉALE CUTANÉE**

NON INVASIVE



- Efficace
- Simple
- Pudique

5 à 10 min par jour
3 séries de 5 expirations
en position allongée